

# Split-O-Mat<sup>®</sup> productlijn geoptimaliseerd voor een compacte, veilige en efficiënte afvalwaterzuivering

**i** EnviroChemie  
Sicco Hilarius

Split-O-Mat<sup>®</sup> afvalwaterzuiveringsinstallaties worden al meer dan 40 jaar gebruikt in vele industriële en MKB toepassingen. EnviroChemie heeft zijn beproefde productlijn nu geoptimaliseerd op het gebied van prestaties en gebruiksvriendelijkheid.

De compacte installaties behandelen de verschillende afvalwaterstromen chemisch en fysisch tot de vereiste grenswaarden. Het behandelingsproces is geautomatiseerd en gevisualiseerd voor alle producttypes van de serie. Er zijn verschillende Split-O-Mat<sup>®</sup> producttypes beschikbaar voor de behandeling van batchvolumes tussen 200 - 1.500 l. De geprefabriceerde Split-O-Mat<sup>®</sup> -systemen worden snel aangesloten en bij de klant in Plug&Play-

modus in gebruik genomen. De efficiënte werking van de installatie kan worden gegarandeerd door verbruiksartikelen van EnviroChemie, die precies zijn aangepast aan het te behandelen water. Nieuw is ook de gebruikersapplicatie, die een web gebaseerde onlinebewaking mogelijk maakt en een optimale werking van de installatie garandeert.

EnviroChemie biedt ook een optioneel ondersteuningsmodel voor de Split-O-Mat<sup>®</sup> -installaties. Het voordeel voor de klant is dat applicatietechnici en waterspecialisten de veilige werking van de installaties en een efficiënte afvalwaterzuivering garanderen, waarmee aan alle officiële eisen van de overheid kan worden voldaan.



▲ Compacte Split-O-Mat SOM<sup>®</sup> 900-installatie voor de behandeling van charges tot 900 l

# Zout volgens ASTM 117 voor zoutsproeï- en CCT kabinetten

**i** TQC SHEEN  
René Bode

TQC Sheen levert vanaf nu Natrium Chloride dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de strenge ASTM B117 norm. Het "C&W Specialist Salt" is speciaal samengesteld voor zoutsproeï (nevel) voor corrosie testen met C&W Zoutsproeï- en CCT (Cyclic Corrosion Tests) kabinetten. Uiteraard is dit zout ook te gebruiken in testkasten van andere merken.

## GEGARANDEERDE KWALITEIT EN VOLLEDIG HERLEIDBAAR

Veel zoutleveranciers bieden zout van laboratorium kwaliteit. Uit analyse van dit zout blijkt dat de vervuiling met bijv. koper, fluoride, iodine, bromide, of anti-klontermiddel hoger is dan de ASTM 117 norm toelaat. Sommige leveranciers testen deze verontreiniging zelfs niet. Bij C&W Specialist Salt levert TQC Sheen een analyse certificaat met daarop de relevante ver-

vuilingen en een conformiteitsverklaring met batch nummers en data. Kwaliteit en herleidbaarheid zijn hiermee gegarandeerd.

## SCHOON

Om vorming van klonters te voorkomen zonder vervuilende antiklontermiddelen te gebruiken, heeft C&W Specialist Salt een op maat geselecteerde grove korrel zonder vermindering van de oplosbaarheid. Deze grove korrel voorkomt bovendien overtollig stof bij het hanteren van het zout.

## HANDIG VERPAKT

C&W Specialist Salt is gemakkelijk en veilig verpakt in 25 kg of 5 kg containers die het zout vrij houden van vocht en vervuiling. Met de emmers van 5 kg is wegen niet no-



dig. Voeg gewoon een emmer toe aan een reservoir van 100 liter en voeg water toe tot het niveau van 100 liter is bereikt. Dit is het ideale mengsel voor zoutsproeïtesten. Zowel de handige 5 kg emmers als de economische 25 kg emmers zijn voorzien van een hengsel voor optimaal tillen.